



Disponible en ligne sur
SciVerse ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France
EM|consulte
www.em-consulte.com



TECHNIQUE CHIRURGICALE

Cholécystectomie cœlioscopique par monotrocart de type SILS^{☆,☆☆}

Single incision laparoscopic cholecystectomy using the SILS monotrocar

A. Valverde

Service de chirurgie viscérale et digestive, groupe hospitalier Diaconesses Croix-Saint-Simon, 125, rue d'Avron, 75020 Paris, France

Disponible sur Internet le 16 février 2012

Introduction

MOTS CLÉS

Cholécystectomie ;
Monotrocart ;
SILS ;
Cœlioscopie

La cholécystectomie cœlioscopique par monotrocart apporte en plus des bénéfices liés à la laparoscopie un intérêt cosmétique [1]. Les difficultés de cette nouvelle procédure sont liées au fait que l'on doit aller à l'encontre des principes de cœliochirurgie enseignés jusqu'ici : perte de l'exposition par la triangulation, perte de la liberté d'espace. Plusieurs dispositifs ont été développés à ce jour. Cet article expose la technique avec un monotrocart en mousse, à la forme d'un diabololo, de type SILS (COVIDIEN). Le patient est installé en position de cholécystectomie cœlioscopique [2].

DOI de l'article original : [10.1016/j.jviscsurg.2011.12.006](https://doi.org/10.1016/j.jviscsurg.2011.12.006).


☆ Ne pas utiliser, pour citation, la référence française de cet article, mais celle de l'article original paru dans *Journal of Visceral Surgery*, en utilisant le DOI ci-dessus.

☆☆ SILS : Single IntraLaparoscopic Surgery, COVIDIEN.

Adresse e-mail : avalverde@hopital-dcss.org


1 Abord cutané

L'incision cutanée est totalement dissimulée dans le pli ombilical. Après nettoyage et désinfection soigneux, l'ombilic est déplié et éversé par deux pinces de Kocher qui saisissent fermement la peau. Auparavant, on aura pris soin de marquer à l'encre les limites de l'anneau ombilical de façon à ne pas les dépasser avec le bistouri froid.



2 Incision aponévrotique

Le contact est pris avec l'aponévrose et l'exposition est reprise par deux écarteurs de Faraboeuf. Généralement, cette incision permet d'aborder directement l'orifice aponévrotique ombilical et parfois même de traiter une petite hernie sous-jacente. L'accès à la cavité péritonéale se fait très facilement en effondrant le plan péritonéal. L'aponévrotomie est verticale. Elle ne doit être ni trop petite (aux dimensions du monotrocart, ni supérieure à 3 cm).



Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/3312067>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/3312067>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)